

Compacte transport trolley

Bij het verplaatsen van beademde patiënten van bijvoorbeeld een Intensive Care (IC) naar de Operatiekamer (OK) of röntgen afdeling, moet de beademingsapparatuur en eventueel aanvullenden spuitenpompen en infusen met de patiënt mee op transport. Deze trolley kan aan het bed van de patiënt gekoppeld worden en bevat alle apparatuur die tijdens het transport noodzakelijk is.



Configuraties

- Flexx two 54-150 ICU basistrolley
- Serumhouder en flessenbeugels
- Medische netsnoer (Jobarco Careflex) en 6-voudige stekkerlijst
- Bedhaak
- Diverse maatwerk beugels, rails en houders voor onder andere de apparatuur

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of een offerte. Wij bekijken graag met u wat de best passende oplossing is.


+31 (0)30 2613500
www.medicars.com



Flexx two configuratie

INTRAKLINISCH TRANSPORT VAN BEADEMDE PATIËNTEN

- ✓ Serumhouder 2x op beweegbare arm
- ✓ Patiënten monitor (360 graden draaibaar en kantelbaar)
- ✓ 6-voudige contactdoosstrook met 5m careflex netsnoer
- ✓ Appendage rails (3x) voor montage apparatuur (spuitenpompen)
- ✓ Drager beademingssysteem
- ✓ Koppelsysteem voor bevestiging aan het bed (Hill-rom totalcare bed en Linet bed)
- ✓ 4x lage rolweerstand 125mm dubbelrol wiel zonder remmen



- ✓ 2x Houder kabel gasfles
- ✓ Koffer voor noodvoorzieningen intubatie materialen en medicatie
- ✓ Handgreep
- ✓ Houder voor 2x 5 liter gasfles Ø150mm en 1x 2liter gasfles

