

www.medicars.com  
Postbus 49  
3600 AA Maarsse  
Nederland  
Tel. +31 (0)30 2613500



## Intraklinisch transport van beademde patiënten

Bij het verplaatsen van beademde patiënten van bijvoorbeeld een Intensive Care (IC) naar de Operatiekamer (OK) of röntgen afdeling, moet de beademingsapparatuur en eventueel aanvullende spuitpomp en infusen met de patiënt mee op transport. Deze cart kan aan het bed van de patiënt gekoppeld worden en bevat alle apparatuur die tijdens het transport noodzakelijk is.

## Configuratie

- ✓ Basis SVR 54-150 cart met zijmantels, serumhouder en flessenbeugels
- ✓ Medische scheidingstransformator onderbouw met Jobarco Careflex en 7-voudige stekkerlijst
- ✓ Maatwerk accupakket onder het onderstel
- ✓ Maatwerk bedhaak
- ✓ Diverse maatwerk beugels, rails en houders voor onder andere de apparatuur

## Geïnteresseerd?

Wij kunnen u vrijblijvend adviseren over onze producten.

*Al meer dan 40 jaar is Jansen Medicars fabrikant van medisch meubilair, monitor bevestigingen en carts.*



- ✓ Serumhouder 2x
- ✓ Philips IntelliVue MP40/MP50 patient monitor
- ✓ Appendage rails (6x) voor spuitpomp (i.e. (Asena TM TIVA))
- ✓ Dräger Oxylog 3000 plus beademingstoestel
- ✓ 5m careflex netsnoer
- ✓ Koppelsysteem voor bevestiging aan het bed
- ✓ Battery pack voor energy voorziening tijdens het transport en een 1600VA medische scheidingstransformator



- ✓ Koffer met hulpmiddelen voor noodgevallen
- ✓ 7-voudige contactdoosstrook
- ✓ Gas verdeel unit
- ✓ Houder voor 5 liter gasfles
- ✓ Weinmann afzuigpomp WM10700

